


Testicular Implants

by EUROSILICONE®

Ürüne Genel Bakış

- Oval form.
- Yüksek kohesivite.
- Pürüzsüz yüzey.
- Sütür kolaylaştırıcı fixasyon uçları.



ES 520

Smooth Surface

Product Code	Diameter (cm)	Projection (cm)	Volume (cc)
52006	2.2	2.8	6.0
52012	2.8	3.3	12.0
52018	3.0	4.2	18.0
52022	3.3	4.7	22.0
52026	3.3	5.2	26.0